

# ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


- Než začnete kompresor čistit, vždy jej vypněte.
- Neperte kompresor ani návleky.
- Kompresor a příslušenství otřete suchým nebo navlhčeným hadříkem.
- Uchovávejte na čistém a suchém místě.
- Chraňte kompresor a příslušenství před ohněm, přímým slunečním zářením a v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla.

## UPOZORNĚNÍ

- Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k použití, který je součástí balení.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nerozepínejte návleky pokud je spuštěn masážní program.
- Chraňte kompresor před vodou a vlhkostí.
- Před zapnutím kompresoru se ujistěte, že stojí na rovném povrchu.
- Při používání přístroje nepohybujte s připojenými návleky.
- Zařízení nesmí být během používání jakkoliv opravováno nebo podléhat údržbě.
- Před použitím konzultujte s vaším lékařem, či terapeutem.
- Tento produkt není určen k diagnostice, ošetření nebo léčbě onemocnění.
- Kompresor obsahuje vestavěnou Li-ion baterii. Při likvidaci se řiďte příslušnými nařízeními a směrnicemi.
- Kontraindikace zahrnují (ale nejsou omezené na): akutní zánět, kožní onemocnění, srdeční arytmie, erysipel (růže), hluboká žilní trombóza, plicní edém, nestabilní vysoký tlak, pacientkardiostimulátorem.
- Nepoužívejte s poškozenými návleky. Poškozené návleky okamžitě vyměňte.
- Používejte pouze s originálním příslušenstvím pro řadu Spophy Air Recovery.
- Nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
- Nesnažte se přístroj sami opravovat ani rozebírat.
- Při vytahování ze zásuvky uchopte pouze nabíjecí adaptér.
- Při přebíjení baterie se zkracuje její životnost.
- V případě poškození okamžitě odpojte od zdroje elektrické energie a přestaňte používat.

spophy

TRAIN  
PHYSIO  
SLEEP  
REPEAT



Distributor: Spophy s.r.o.  
www.spophy.com  
Made in P.R.C.




spophy

# AIR RECOVERY BOOTS


TYP: SPOBOOTS6

## NÁVOD K POUŽITÍ


- Připojte dle ilustrace



- Po použití a při přípravě kompresoru na uskladnění dbejte na to, aby byl konektor hadic odpojen při současném stisknutí obou bezpečnostních pojistek. Zamezíte tím poškození zástrčky pro konektor.



- Hadice z návleku odpojte po jedné. Vyvarujte se současnému odpojení všech hadiček zároveň. Pro cestování a optimalizaci prostoru v tašce můžete kompresor odpojit od návleků a vytáhnout všechny konektory. Časté odpojování hadic z návleků je nežádoucí.



- Hadice připojte na návleky dle ilustrace tak, aby nejdelší hadice byla připojena na nejvzdálenější segment v oblasti kotníku.


- Při odpojování hadic z návleku vždy uchopte za plastovou koncovku hadice a přidržte spodní část pod konektorem opatrně vytáhněte, nevytahujte za hadici.

# SPECIFIKACE

Rožměr: 245 mm x 150 mm x 90 mm  
 Spotřeba energie: 35 W  
 Vstup nabíječky: AC 110 V~240 V; 50 Hz~60 Hz  
 Výstup nabíječky: DC 12,6 V; 2 A  
 Rozsah tlaku: 30~240 mmHg (± 30 mmHg)

## PRŮVODCE NASTAVENÍM


**Před použitím:**  
 Zkontrolujte stav nabití baterie stisknutím zeleného tlačítka pro zapnutí kompresoru.  
 Pokud se kompresor nespustí, znamená to, že je baterie vybitá. Použijte nabíječku a baterii dobijte.

 Pro nabíjení používejte pouze originální nabíječku, která je součástí balení, jiné typy nabíječek a příslušenství mohou trvale poškodit přístroj.

1. Bezpečně připojte vzduchové hadice k návlekům.
2. Bezpečně připojte hlavní konektor hadic do přístroje.
3. Pohodlně si nasadte návleky.



4. Stiskněte tlačítko pro zapnutí na pravé boční straně kompresoru – tímto uvedete přístroj do pohotovostního režimu, ze kterého dále nastavíte předvolbu požadované masáže. Přístroj vypnete opětovným stisknutím tohoto tlačítka.




5. Nastavte požadovanou úroveň tlaku pomocí tlačítek **+** a **-**  
 pozn.: Výchozí úroveň je 8 (85 mmHg).  
 1~4 30 - 75 mmHg  
 5~8 85 - 130 mmHg  
 9~12 140 - 185 mmHg  
 13~16 195 - 240 mmHg



6. Nastavte požadovanou dobu ošetření pomocí tlačítek **+** a **-**  
 pozn.: Časové rozpětí je 5 - 99 minut.  
 Výchozí doba je 30 minut.  
 Jedno krátké stlačení zvýší / sníží dobu o 1 minutu.  
 Delším podržením tlačítka zajistíte rychlejší nastavení větší změny požadované doby ošetření. Po uplynutí nastavené doby ošetření se kompresor automaticky vypne.



7. Zvolte požadovanou oblast masáže pomocí tlačítek znázorňujících segmenty nohavice (komory). pozn.: Výchozí nastavení je s rozsvícenými všemi 6 segmenty. Jednotlivé segmenty v průběhu ošetření mohou být vypnuty nebo zapnuty pouze v režimu pauzy. Svítí-li tlačítko segmentu, je zapnutý.




8. Zvolte požadovaný masážní program pomocí tlačítek **A** **B** **C** **D** **E** **F**  
 pozn.: Výchozí nastavený program je A.



9. Pro spuštění stiskněte tlačítko start / pauza 

# MASÁŽNÍ PROGRAMY

- A** Při tomto programu je současně nafouknutá pouze jedna komora. Komora se vypustí po dosažení požadovaného tlaku, pak se napustí a vypustí další komora. Cyklus se opakuje.
- B** Při tomto programu zůstává jedna komora nafouknutá a postupně se přifukují samostatně další komory. Po nafouknutí všech 6 segmentů se všechny komory současně vypustí. Cyklus se opakuje.
- C** Při tomto programu se všechny komory nafukují a vyfukují současně. Cyklus se opakuje.
- D** Při tomto programu se postupně nafouknou první 2 komory a následně se přesouvá tlak 2 komor směrem nahoru. Při tomto programu se 1. komora nafoukne a drží tlak, poté se nafoukne 2. komora a obě stále drží tlak, při nafukování 3. komory se 1. komora vypustí a tlak drží pouze 2. a 3. komora. Takto se postupně komory nafukují až k poslední, 6. komoře. Cyklus se opakuje.
- E** Při tomto programu se postupně nafouknou první 3 komory a následně se přesouvá tlak 3 komor směrem nahoru. 1. komora se nafoukne a drží tlak, 2. komora se nafoukne a tlak drží 1. i 2. komora, 3. komora se nafoukne a tlak drží 1., 2. a 3. komora. 4. komora se nafoukne, zatímco 1. komora se vypustí a tlak drží 2., 3. a 4. komora. Takto se postupně komory nafukují až k poslední, 6. komoře. Cyklus se opakuje.
- F** Při tomto programu se 1. komora nafoukne a v požadovaném tlaku pulzuje. Při nafukování 2. komory 1. komora drží stálý tlak. 2. komora po dosažení požadovaného tlaku začne pulzovat. Při nafukování 3. komory má 1. a 2. komora stálý tlak. Při nafukování 4. komory se 1. komora vypouští a 2. a 3. komora drží tlak. Po dosažení požadovaného nafouknutí 4. komora začne pulzovat. Takto se postupně komory nafukují až do poslední, 6. komory. Cyklus se opakuje. pozn.: pulzováním se myslí 3 rychlé nafouknutí a vyfouknutí.



# ČISTENIE A ÚDRŽBA


- Než začnete kompresor čistiť, vždy ho vypnite.
- Neperte kompresor ani návleky.
- Kompresor a príslušenstvo utrite suchou alebo navlhčenou handričkou.
- Uchovávajte na čistom a suchom mieste.
- Chráňte kompresor a príslušenstvo pred ohňom, priamym slnečným žiarením a v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla.

## UPOZORNENIE

- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na použitie, ktorý je súčasťou balenia.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nerozopínajte návleky pokiaľ je spustený masážny program.
- Chráňte kompresor pred vodou a vlhkosťou.
- Pred zapnutím kompresora sa uistite, že stojí na rovnom povrchu.
- Pri používaní prístroja nehýbajte s pripojenými návlekmi.
- Zariadenie nesmie byť počas používania akokoľvek opravované alebo podliehať údržbe.
- Pred použitím konzultujte s vaším lekárom alebo terapeutom.
- Tento produkt nie je určený na diagnostiku, ošetrovanie alebo liečbu ochorení.
- Kompresor obsahuje vstavanú Li-ion batériu. Pri likvidácii dbajte na príslušné nariadenia a smernice.
- Kontraindikácie zahŕňajú (ale nie sú obmedzené na): akútny zápal, kožné ochorenie, srdcová arytmia, erysipel (ruža), hlboká žilová trombóza, pľúcny edém, nestabilný vysoký tlak, pacienti s kardiostimulátorom.
- Nepoužívajte s poškodenými návlekmi. Poškodené návleky okamžite vymeňte.
- Používajte iba s originálnym príslušenstvom pre rad Spophy Air Recovery.
- Nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
- Nesnažte sa prístroj sami opravovať ani rozoberať.
- Pri vyťahovaní zo zásuvky uchopte iba nabíjací adaptér.
- Pri prebíjaní batérie sa skraca je životnosť.
- V prípade poškodenia okamžite odpojte od zdroja elektrickej energie a prestaňte používať.

spophy

TRAIN  
PHYSIO  
SLEEP  
REPEAT



Distributor: Spophy s.r.o.  
www.spophy.com  
Made in P.R.C.




spophy

# AIR RECOVERY BOOTS

TYP: SPOBOOTS6

## NÁVOD K POUŽITIU

- Pripojte podľa ilustrácie





- Po použití a pri príprave kompresora na uskladnenie dbajte na to, aby bol konektor hadíc odpojený pri súčasnom stlačení oboch bezpečnostných poistiek. Zamedzte tým poškodeniu zástrčky pre konektor.

- Hadice z návleku odpojajte po jednej. Vyvarujte sa súčasnému odpojeniu všetkých hadičiek zároveň. Na cestovanie a optimalizáciu priestoru v taške môžete kompresor odpojiť od návlekov a vytiahnuť všetky konektory. Časté odpojanie hadíc z návlekov je nežiaduce.

- Hadice pripojte na návleky podľa ilustrácie tak, aby najdlhšia hadica bola pripojená na najvzdialenejší segment v oblasti členka.

- Pri odpojení hadíc z návleku vždy uchopte za plastovú koncovku hadice a pridržte spodnú časť pod konektorom opatrne vytiahnite, nevyťahujte za hadicu.



# ŠPECIFIKÁCIA KOMPRESORA

Rozmer: 245 mm x 150 mm x 90 mm  
Spotreba energie: 35 W  
Vstup nabíjačky: AC 110 V~240 V; 50 Hz~60 Hz  
Výstup nabíjačky: DC 12,6 V; 2 A  
Rozsah tlaku: 30~240 mmHg (± 30 mmHg)

## SPRIEVODCA NASTAVENÍM

Pred použitím:

Skontrolujte stav nabitia batérie stlačením zeleného tlačidla pre zapnutie kompresora.

Ak sa kompresor nespustí, znamená to, že je batéria vybitá.

Použite nabíjačku a batériu dobite.



Na nabíjanie používajte iba originálnu nabíjačku, ktorá je súčasťou balenia, iné typy nabíjačiek a príslušenstva môžu trvalo poškodiť prístroj.

1. Bezpečne pripojte vzduchové hadice k návlekom.

2. Bezpečne pripojte hlavný konektor hadíc do prístroja.

3. Pohodlne si nasadte návleky.

4. Stlačte tlačidlo pre zapnutie na pravej bočnej strane kompresora - týmto uvediete prístroj do pohotovostného režimu, z ktorého ďalej nastavíte predvoľbu požadovanej masáže. Prístroj vypnete opätovným stlačením tohto tlačidla.



Hlavný konektor

5. Nastavte požadovanú úroveň tlaku pomocou tlačidiel **+** a **-**  
pozn.: Predvolená úroveň je 8 (85 mmHg).

1~4 30 - 75 mmHg

5~8 85 - 130 mmHg

9~12 140 - 185 mmHg

13~16 195 - 240 mmHg




6. Nastavte požadovanú dobu ošetrovania pomocou tlačidiel **+** a **-**  
pozn.: Časové rozpätie je 5 - 99 minút.  
Predvolená doba je 30 minút.

Jedno krátke stlačenie zvýši / zníži dobu o 1 minútu. Dlhším podržaním tlačidla zaistíte rýchlejšie nastavenie väčšej zmeny požadovanej doby ošetrovania. Po uplynutí nastavenej doby ošetrovania sa kompresor automaticky vypne.



7. Zvoľte požadovanú oblasť masáže pomocou tlačidiel znázorňujúcich segmenty nohavice (komory). pozn.: Predvolené nastavenie je s rozsvietenými všetkými 6 segmentmi. Jednotlivé segmenty v priebehu ošetrovania môžu byť vypnuté alebo zapnuté iba v režime pauzy. Ak svieti tlačidlo segmentu, je zapnutý.



8. Zvoľte požadovaný masážny program pomocou tlačidiel pozn.: Predvolený nastavený program je A.



9. Pre spustenie stlačte tlačidlo štart / pauza

# MASÁŽNE PROGRAMY

**A** Pri tomto programe je súčasne nafúknutá iba jedna komora. Komora sa vypustí po dosiahnutí požadovaného tlaku, potom sa napustí a vypustí ďalšia komora. Cyklus sa opakuje.


**B** Pri tomto programe zostáva jedna komora nafúknutá a postupne sa prifukujú samostatne ďalšie komory. Po nafúknutí všetkých 6 segmentov sa všetky komory súčasne vypustia. Cyklus sa opakuje.

**C** Pri tomto programe sa všetky komory nafukujú a vyfukujú súčasne. Cyklus sa opakuje.

**D** Pri tomto programe sa postupne nafúknu prvé 2 komory a následne sa presúva tlak 2 komôr smerom nahor. Pri tomto programe sa 1. komora nafúkne a drží tlak, potom sa nafúkne 2. komora a obe stále držia tlak, pri nafukovaní 3. komory sa 1. komora vypustí a tlak drží iba 2. a 3. komora. Takto sa postupne komory nafukujú až k poslednej, 6. komore. Cyklus sa opakuje.

**E** Pri tomto programe sa postupne nafúknu prvé 3 komory a následne sa presúva tlak 3 komôr smerom nahor. 1. komora sa nafúkne a drží tlak, 2. komora sa nafúkne a tlak drží 1., 2. a 3. komora. 4. komora sa nafukuje, zatiaľ čo 1. komora sa vypustí a tlak drží 2., 3. a 4. komora. Takto sa postupne komory nafukujú až k poslednej, 6. komore. Cyklus sa opakuje.

**F** Pri tomto programe sa 1. komora nafúkne a v požadovanom tlaku pulzuje. Pri nafukovaní 2. komory 1. komora drží stály tlak. 2. komora po dosiahnutí požadovaného tlaku začne pulzovať. Pri nafukovaní 3. komory má 1. a 2. komora stály tlak. Pri nafukovaní 4. komory sa 1. komora vypúšťa a 2. a 3. komora drží tlak. Po dosiahnutí požadovaného nafúknutia 4. komora začne pulzovať. Takto sa postupne komory nafukujú až do poslednej, 6. komory. Cyklus sa opakuje. pozn.: pulzovaním sa myslí 3 rýchle nafúknutia a vyfúknutia.



# CLEANING AND MAINTENANCE


- Turn off the compressor before cleaning
- Do not wash the compressor and cuffs
- Wipe with a dry or damp cloth.
- Keep in a clean and dry place.
- Protect the compressor and the equipment from fire, direct sunlight or heat sources.

## WARNING

- Before the first use, read the user manual included carefully
- Keep out of reach of children.
- Do not unzip the cuffs when the massage program is on.
- Protect the compressor from water and moisture.
- Before switching the compressor on, make sure that it is on a flat surface.
- Do not move the cuffs when using the device.
- The device cannot be repaired or maintained in any way during use.
- Consult your doctor or therapist before use.
- This product is not intended to diagnose, treat, or cure any diseases.
- The compressor contains a built-in Li-ion battery. Follow applicable regulations and guidelines when disposing.
- Contraindications include (but are not limited to): acute inflammation, skin disease, cardiac arrhythmia, erysipelas, deep vein thrombosis, pulmonary edema, unstable high blood pressure, patients with a pacemaker.
- Do not use with damaged liners. Replace damaged cuffs immediately.
- Use only with original Spophy Air Recovery components.
- Do not use in a humid environment.
- Do not attempt to repair or disassemble the device yourself.
- To unplug, grasp only the charging adapter.
- Overcharging the battery may shorten its service life.
- In case of damage, immediately disconnect the device from the power supply and stop using it.

spophy

TRAIN  
PHYSIO  
SLEEP  
REPEAT



Distributor: Spophy s.r.o.  
www.spophy.com  
Made in P.R.C.




spophy

# AIR RECOVERY BOOTS


TYPE: SPOBOOTS6

## INSTRUCTIONS FOR USE


- Connect according to illustration



- After use and when preparing of the compressor for storage, make sure that the hose connector is disconnected while pressing both safety locks. This will prevent damage to the connector plug.



- Disconnect the hoses from the cuff one at a time. Avoid disconnecting all hoses at the same time. For travel and to optimize the space in the bag, you can disconnect the compressor from the cuffs and pull out all the connectors. Frequent disconnection of the hoses from the cuffs is undesirable.




- Connect the hoses to the cuffs as shown so that the longest hose is connected to the farthest segment in the ankle area.
- When disconnecting the hoses from the cuff, always grasp the plastic end of the hose and hold the lower part under the connector and, carefully pull it out, do not pull on the hose.






# COMPRESSOR SPECIFICATIONS




Dimensions: 245 mm x 150 mm x 90 mm  
 Power consumption: 35 W  
 Charger input: AC 110 V ~ 240 V; 50 Hz ~ 60 Hz  
 Charger output: DC 12.6 V; 2 A  
 Pressure range: 30 ~ 240 mmHg (± 30 mmHg)

## SETUP GUIDE

Before use:  
 Check the battery charge status by pressing the green compressor start button.  
 If the compressor does not start, it means that the battery is flat.  
 Use the charger to charge the battery.


 Only use the original charger provided in the package, other types of chargers and components may permanently damage the device.

- Securely connect the air hoses to the cuffs.
- Securely connect the main hose connector to the device.
- Put on your cuffs comfortably.
- Press the power button on the right side of the compressor - this will put the device into standby mode, from which you can further preset the desired massage. Press this button again to turn off the device.
- Set the desired pressure level using the  and  buttons.  
 Note: The default level is 8 (85 mmHg).  
 1~4 30 - 75 mmHg  
 5~8 85 - 130 mmHg  
 9~12 140 - 185 mmHg  
 13~16 195 - 240 mmHg
- Set the required treatment time using the  and  buttons.  
 Note: the time range is 5 - 99 minutes. The default time is 30 minutes. One short press increases / decreases the time by 1 minute. Hold down the button to ensure that a larger change in the desired treatment time is set faster. After the set treatment time runs out, the compressor switches off automatically.
- Select the desired massage area using the buttons showing the leg (chamber) segments. Note: the default setting is all 6 segments with the light on. Individual segments during treatment can only be switched on or off in pause mode. When the segment button light is on, it is turned on.
- Select the desired massage program using the buttons. Note: the default program is A.
- Press the start / pause button to start 



# MESSAGE PROGRAMS

- In this program, only one chamber is inflated at a time. The chamber is deflated when the required pressure is reached, then it is inflated and the next chamber is deflated. The cycle repeats.
- During this program, one chamber remains inflated and the other chambers are gradually inflated separately. After inflating all 6 segments, all chambers are deflated simultaneously. The cycle repeats.
- In this program, all chambers are inflated and deflated simultaneously. The cycle repeats.
- In this program, the first 2 chambers are gradually inflated and then the pressure of the 2 chambers is increased. In this program, the 1st chamber is inflated and holds its pressure, then the 2nd chamber is inflated and both hold their pressure, when the 3rd chamber is inflated, the 1st chamber is deflated and only the 2nd and 3rd chambers hold their pressure. In this way, the chambers are gradually inflated up to the final, 6th chamber. The cycle repeats.
- In this program, the first 3 chambers are gradually inflated and then the pressure of the 3 chambers is increased. The 1st chamber inflates and holds its pressure, the 2nd chamber inflates and the pressure is held in the 1st and 2nd chambers, the 3rd chamber inflates and the pressure is held in the 1st, 2nd and 3rd chambers. The 4th chamber is inflated while the 1st chamber is deflated and the pressure is maintained in the 2nd, 3rd and 4th chambers. In this way, the chambers are gradually inflated up to the final, 6th chamber. The cycle repeats.
- With this program, chamber 1 inflates and pulsates at the required pressure. When inflating the 2nd chamber, the 1st chamber maintains a constant pressure. The 2nd chamber starts pulsating when the required pressure is reached. When inflating the 3rd chamber, the 1st and 2nd chambers maintain a constant pressure. When the 4th chamber is inflated, the 1st chamber is deflated and the 2nd and 3rd chambers hold their pressure. When the desired pressure is reached, the 4th chamber begins to pulsate. In this way, the chambers are gradually inflated up to the final, 6th chamber. The cycle repeats. Note: pulsing means quickly inflating and deflating 3 times.



# REINIGUNG UND WARTUNG


- Schalten Sie den Kompressor stets aus, bevor Sie mit seiner Reinigung beginnen.
- Waschen Sie weder den Kompressor noch die Manschetten.
- Reinigen Sie den Kompressor und das Zubehör mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch.
- An einem sauberen und trockenen Platz aufbewahren.
- Schützen Sie Kompressor und Zubehör vor Feuer und direkter Sonneneinstrahlung, lagern Sie sie in ausreichender Entfernung von Wärmequellen.

# HINWEIS

- Lesen Sie die beiliegende Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Die Manschetten nicht aufknöpfen, während das Massageprogramm läuft.
- Schützen Sie den Kompressor vor Wasser und Feuchtigkeit.
- Überzeugen Sie sich vor dem Einschalten des Kompressors davon, dass dieser auf einem ebenen Untergrund steht.
- Bewegen Sie die angebrachten Manschetten nicht, während Sie das Gerät verwenden.
- Das Gerät darf während des Gebrauchs in keiner Weise repariert oder gewartet werden.
- Konsultieren Sie vor der Nutzung Ihren Arzt bzw. Therapeuten.
- Dieses Produkt ist nicht zur Diagnose, zur Behandlung oder zur Heilung von Krankheiten bestimmt.
- Der Kompressor enthält einen eingebauten Li-Ion Akku. Befolgen Sie bei der Entsorgung die entsprechenden Vorschriften und Richtlinien.
- Kontraindikationen umfassen (sind aber nicht beschränkt auf): akute Entzündung, Hautkrankheiten, Herzrhythmusstörungen, Erysipel (Wundrose), tiefe Venenthrombose (TVT), Lungenödem, instabile Hypertonie (labiler Bluthochdruck), Patienten mit Herzschrittmacher.
- Nicht mit beschädigten Manschetten verwenden. Beschädigte Manschetten unverzüglich austauschen.
- Nur mit Originalzubehör für Spophy Air Recovery verwenden.
- Nicht in feuchter Umgebung verwenden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder zu zerlegen.
- Fassen Sie beim Herausziehen aus der Steckdose nur den Ladeadapter an.
- Das Überladen des Akkus verkürzt seine Nutzungsdauer.
- Bei Beschädigung sofort von der Stromversorgung trennen und nicht mehr weiter verwenden.

spophy

TRAIN  
PHYSIO  
SLEEP  
REPEAT



Distributor: Spophy s.r.o.  
www.spophy.com  
Made in P.R.C.




spophy

# AIR RECOVERY BOOTS

TYP: SPOBOOTS6

## BETRIEBSANLEITUNG

- Verbinden Sie, wie in der Illustration gezeigt






- Achten Sie nach dem Gebrauch und bei der Vorbereitung des Kompressors für die Lagerung darauf, dass der Schlauchanschluss bei gleichzeitigem Drücken beider Sicherheitsverriegelungen getrennt wird. Dadurch vermeiden Sie eine eventuelle Beschädigung des Anschlusssteckers.

- Trennen Sie die Schläuche einzeln nacheinander von der Manschette. Vermeiden Sie es, alle Schläuche gleichzeitig zu lösen. Zum Reisen und um den Platz in ihrer Tasche zu optimieren, können Sie den Kompressor von den Manschetten trennen und alle Anschlüsse herausziehen. Das häufige Trennen der Schläuche von den Manschetten ist unerwünscht.

- Verbinden Sie die Schläuche mit den Manschetten wie abgebildet, so dass der längste Schlauch mit dem am weitesten entfernten Segment im Bereich Ihres Knöchels verbunden ist.

- Fassen Sie beim Trennen der Schläuche von den Manschetten immer das Kunststoffende des Schlauches und halten Sie den unteren Bereich unter dem Anschluss fest, dann vorsichtig herausziehen, nicht am Schlauch herausziehen.



# SPEZIFIKATION DES KOMPRESSORS

Abmessungen: 245 mm x 150 mm x 90 mm  
 Energieverbrauch: 35 W  
 Ladegerät-Eingang AC 110 V~240 V; 50 Hz~60 Hz  
 Ladegerät-Ausgang: DC 12,6 V; 2 A  
 Druckbereich: 30~240 mmHg (± 30 mmHg)

## EINSTELLANLEITUNG

Vor der Nutzung:

Überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus, indem Sie die grüne Taste für das Einschalten des Kompressors drücken.


Wenn der Kompressor nicht startet, bedeutet dies, dass der Akku leer ist.

Verwenden Sie das Ladekabel und laden Sie den Akku auf.



Verwenden Sie zum Laden nur das im Lieferumfang enthaltene original Ladekabel, andere Typen von Ladegeräten und Zubehör können das Gerät dauerhaft beschädigen.

1. Verbinden Sie die Luftschläuche sicher mit den Manschetten.
2. Verbinden Sie den Hauptverbindungsstecker der Schläuche sicher mit dem Gerät.



3. Legen Sie in aller Ruhe die Manschetten an.

4. Drücken Sie den Einschalt-Knopf auf der rechten Seite des Kompressors - dadurch versetzen Sie das Gerät in den Standby-Modus, von diesem aus können Sie dann die Vorwahl für die gewünschte Massage einstellen. Durch wiederholtes Drücken dieser Taste schalten Sie das Gerät ab.



5. Stellen Sie mit Hilfe der Tasten **+** und **-** das gewünschte Druckniveau ein, Anm.: Das voreingestellte Ausgangsniveau ist 8 (85 mmHg).  
 1~4 30 - 75 mmHg  
 5~8 85 - 130 mmHg  
 9~12 140 - 185 mmHg  
 13~16 195 - 240 mmHg



6. Stellen Sie mit Hilfe der Tasten **+** und **-** die gewünschte Behandlungsdauer ein, Anm.: Die Zeitspanne beträgt 5-99 Minuten. Die voreingestellte Standardzeit beträgt 30 Minuten. Ein kurzes Drücken verlängert / verkürzt die Zeit um jeweils 1 Minute. Durch längeres Halten der Taste stellen Sie eine größere Änderung der gewünschten Behandlungszeit schneller ein. Nach Ablauf der eingestellten Behandlungszeit schaltet der Kompressor automatisch ab.



7. Wählen Sie den gewünschten Massagebereich mit Hilfe der die Segmente der Manschette (Kammern) darstellenden Tasten aus Anm.: In der Standardeinstellung leuchten alle 6 Segmente auf. Die einzelnen Segmente können während der Behandlung nur im Pausenmodus ein- oder ausgeschaltet werden. Wenn die Taste eines Segments leuchtet, ist dieses eingeschaltet.



8. Wählen Sie das gewünschte Massageprogramm mit den Tasten Anm.: Das voreingestellte Programm ist A.



9. Drücken Sie zum Starten die Taste Start / Pause

# MASSAGEPROGRAMME

- A** Bei diesem Programm wird jeweils nur eine Kammer aufgeblasen. Die Luft in der Kammer wird abgelassen, wenn der gewünschte Druck erreicht ist, danach wird die nächste Kammer aufgeblasen und abgelassen. Der Zyklus wiederholt sich.
- B** Bei diesem Programms bleibt eine Kammer aufgeblasen und nach und nach werden die anderen Kammern nacheinander einzeln aufgeblasen. Nach dem Aufblasen aller 6 Segmente werden dann alle Kammern gleichzeitig abgelassen. Der Zyklus wiederholt sich.
- C** Bei diesem Programm werden alle Kammern gleichzeitig aufgeblasen und abgelassen. Der Zyklus wiederholt sich.
- D** Bei diesem Programm werden die ersten 2 Kammern nach und nach aufgeblasen und anschließend verschiebt sich der Druck von 2 Kammern in Richtung nach oben. Bei diesem Programm wird die 1. Kammer aufgeblasen und hält den Druck, dann wird die 2. Kammer aufgeblasen und beide halten weiterhin den Druck, beim Aufblasen der 3. Kammer wird die 1. Kammer abgelassen und nur die 2. und 3. Kammer halten den Druck. Auf diese Weise werden die Kammern nach und nach aufgeblasen bis hin zur letzten, 6. Kammer. Der Zyklus wiederholt sich.
- E** Bei diesem Programm werden die ersten 3 Kammern nach und nach aufgeblasen und anschließend verschiebt sich der Druck von 3 Kammern in Richtung nach oben. Die 1. Kammer wird aufgeblasen und hält den Druck, die 2. Kammer wird aufgeblasen und die 1. und die 2. Kammer halten den Druck, die 3. Kammer wird aufgeblasen und die 1., 2. und 3. Kammer halten den Druck. Die 4. Kammer wird aufgeblasen, während die 1. Kammer abgelassen wird und die 2., 3. und 4. Kammer weiter den Druck halten. Auf diese Weise werden die Kammern nach und nach aufgeblasen bis hin zur letzten, 6. Kammer. Der Zyklus wiederholt sich.
- F** Bei diesem Programm wird die 1. Kammer aufgeblasen und pulsiert mit dem gewünschten Druck. Beim Aufblasen der 2. Kammer hält die 1. Kammer einen konstanten Druck. Die 2. Kammer beginnt zu pulsieren, wenn der geforderte Druck erreicht ist. Während des Aufblasens der 3. Kammer halten die 1. und 2. Kammer einen konstanten Druck. Beim Aufblasen der 4. Kammer wird die 1. Kammer abgelassen und die 2. und 3. Kammer halten den Druck. Nach Erreichen des erforderlichen Aufblasens beginnt die 4. Kammer zu pulsieren. Auf diese Weise werden die Kammern nach und nach aufgeblasen bis in die letzte, 6. Kammer. Der Zyklus wiederholt sich. Anm.: mit Pulsieren ist 3maliges schnelles Aufblasen und Ablassen gemeint.

